

Instrukcja obsługi wagi 25kg/dokładność 2g / 10g

1.Używaj tylko zasilacza dołączonego do wagi (dodatkowa opcja)dla prawidłowej pracy urządzenia lub 6 baterii 6xAA(w zestawie)

2.Telefony i inne urządzenie znajdujące się blisko mogą wpływać na dokładność ważenia !

3.Opis przycisków

ON/OFF - załączanie i wyłączenie wagi

UNIT- zmiana jednostki w której dokonywany jest pomiar

HOLD –naciśnięcie przycisku spowoduje wstrzymanie wyniku na wyświetlaczu przez ok. 120sec.

ZERO- powoduje ustawienie na wyświetlaczu „0”

4.Kalibracja wagi (tylko jeśli zachodzi konieczność)

1.gdy waga jest wyłączona naciśnij UNIT i przytrzymaj ten przycisk naciśnij ON na wyświetlaczu pojawi się CAL poczekaj chwile i naciśnij UNIT pojawi się określona waga Połóż odważnik o tej wadze (proszę do zrobić na szklance wody na drugiej wadze) i naciśnij UNIT wyświetlaczu pokaże ----- i następnie ta wartość

Wyłącz i załącz wagę

Kalibracja zakończona

Gwarancja na wagę: 24 miesiące